

La famille de produits d'eau pour injection One Solution st™ répond aux spécifications de l'eau pour injection (WFI) de la Pharmacopée américaine (USP) et est destinée à être utilisée pour diluer les désinfectants et les nettoyeurs de surface. Filtré stérilement et rempli dans un environnement contrôlé, chaque emballage est doublement emballé et irradié aux rayons gamma pour une entrée facile dans vos environnements contrôlés et vos zones aseptiques principales. Ces produits sont accompagnés d'une documentation complète, afin de vous aider à atteindre vos objectifs de validation. Ils sont également pris en charge par l'équipe des services techniques de STERIS pour les applications individuelles et l'assistance à la validation.



Eau pour injection One Solution st™

Eau de haute qualité pour diluer les désinfectants et nettoyeurs de surface

Caractéristiques

Conforme aux spécifications USP de l'eau pour injection

Produit par les dispositifs de fabrication d'eau distillée à effets multiples Finn-Aqua®

Double emballage, filtré à 0,2 micron, irradiation gamma et chaque lot a été soumis au test de stérilité de l'USP

Fabriqué selon cGMP de la FDA, dans un système de qualité compatible ISO 9001 et ISO 13485

Avantages

Un niveau extrêmement faible d'endotoxines réduit les problèmes de contamination

Eau pour injection de la plus haute qualité pour votre installation


Permet une entrée facile dans les environnements contrôlés

Contribue à maintenir l'assurance qualité et le contrôle de la qualité

Applications

Dilution de nettoyeur ou de désinfectant concentré

- Élimination des résidus sur :
 - » Sols
 - » Murs
 - » Plafonds
 - » Plans de travail
 - » Hottes BSL
 - » Chariots et autres équipements
- Les produits peuvent être appliqués selon les méthodes suivantes :
 - » À la vadrouille
 - » En essuyant
 - » Par pulvérisation



¹ Les produits appartenant aux catégories situées au bas de la pyramide sont les plus fréquemment utilisés et ne sont généralement pas sporicides. Plus on se dirige vers le haut de la pyramide, plus les performances augmentent globalement et plus le spectre d'efficacité est large.

Pour maintenir le contrôle microbien de votre établissement, ce qui est utilisé pour diluer les désinfectants peut être tout aussi important que les désinfectants eux-mêmes. La réglementation exige la réduction des contaminants de toutes les solutions introduites dans vos environnements contrôlés ou zones aseptiques principales. De même, lors de l'élimination des résidus des surfaces en contact avec le produit et du reste de vos environnements contrôlés, il est important de limiter l'introduction de contamination potentielle et de résidus provenant de la solution de nettoyage. L'eau injectable One Solution st est idéale pour ces applications importantes, car elle est fabriquée pour minimiser les contaminants sans résidus importants. De plus, notre service technique peut vous aider à personnaliser votre programme de contrôle de la contamination, afin de vous faire bénéficier de tous les avantages de cet excellent produit.

Eau pour préparation injectable One Solution st™

Eau de haute qualité pour diluer les désinfectants et nettoyants de surface

Informations pour la commande (Europe)

Description	Numéro de référence
Bouteille de 3,78 l (1 gallon) (4 par carton)	1S0308WR
Bouteille de 7,57 l (2 gallons) (2 par carton)	1S03E4WR